

VAQUEZ-LAUBRY CLINIC, MULTIBRASSARD (S, M, L) SPENGLER

Réf. 514300



VAQUEZ-LAUBRY CLINIC, MULTIBRASSARD (S, M, L) SPENGLER



Réf. 514300

Pour contribuer à la lutte contre les infections nosocomiales : tensiomètre spécial prévention des contaminations croisées.

Tensiomètre manobrassard conçu pour lutter contre les infections nosocomiales. Son manomètre clipsé sur le brassard s'enlève aisément pour permettre la décontamination du brassard par immersion dans la plupart des solutions de désinfection du marché.

- Brassard-poche « monobloc » en polymex traité, confortable, indéformable et très résistant
- Bord souple et arrondi atraumatique
- Soudures hautes fréquences
- Grand cadran en ABS résistant aux chocs, poire grand volume
- 3 brassards S, M et L (enfant 20-28 cm, adulte 26-34 cm, large adulte 32-42 cm)
- Livré en trousse nylon

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446024765

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,846

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 70

Humidité mini : 20

Humidité maxi : 85



31/03/2022 02:28 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 514300

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.