

## VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC, BRASSARD VELCRO COTON GRIS, ENFANT / PETIT ADULTE (S) SPENGLER

Réf. 518022



# VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC, BRASSARD VELCRO COTON GRIS, ENFANT / PETIT ADULTE (S) SPENGLER



Réf. 518022

Héritier du tensiomètre inventé par Henri Vaquez, Charles Laubry et Emile Spengler, le plus célèbre des tensiomètres est la synthèse du modernisme et de la tradition.

#### TRÈS GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Double tubulure pour une montée en pression linéaire
- Mécanisme «horlogerie» haute précision

#### CONFORT

- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro SPENGLER, le parfait mix entre maintien et praticité

#### RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en métal
- Protège manomètre en mousse antichoc

#### ELÉGANCE ET TRÈS HAUT NIVEAU DE FINITION

- Support manomètre en cuir pleine fleur

#### BRASSARD

- Brassard enfant / petit adulte taille S (20-28 cm), velcro, coton, gris
- Livré en trousse nylon.

#### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446007034

Garantie (mois) : 60

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

#### MESURES

##### Unité nue

##### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,707

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 70

Humidité mini : 20

Humidité maxi : 85



31/03/2022 01:29 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 518022

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.