

## VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC, BRASSARD À SANGLES COTON MARINE, ADULTE (M) SPENGLER

Réf. 518112



# VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC, BRASSARD À SANGLES COTON MARINE, ADULTE (M) SPENGLER



Réf. 518112

Héritier du tensiomètre inventé par Henri Vaquez, Charles Laubry et Emile Spengler, le plus célèbre des tensiomètres est la synthèse du modernisme et de la tradition.

#### TRÈS GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Double tubulure pour une montée en pression linéaire
- Mécanisme «horlogerie» haute précision

#### CONFORT

- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture à sangles SPENGLER pour la longévité

#### RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en métal
- Protège manomètre en mousse antichoc

#### ELÉGANCE ET TRÈS HAUT NIVEAU DE FINITION

- Support manomètre en cuir pleine fleur

#### BRASSARD

- Brassard adulte taille M (26-34 cm), à sangles, coton, marine
- Livré en trousse nylon.

#### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446002077

Garantie (mois) : 60

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

#### MESURES

##### Unité nue

##### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,813

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 70

Humidité mini : 20

Humidité maxi : 85



31/03/2022 01:19 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 518112

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.