

VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC, BRASSARD VELCRO COTON MARINE, ADULTE LARGE (L) SPENGLER

Réf. 518002



VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC, BRASSARD VELCRO COTON MARINE, ADULTE LARGE (L) SPENGLER



Réf. 518002

Héritier du tensiomètre inventé par Henri Vaquez, Charles Laubry et Emile Spengler, le plus célèbre des tensiomètres est la synthèse du modernisme et de la tradition.

TRÈS GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Double tubulure pour une montée en pression linéaire
- Mécanisme «horlogerie» haute précision

CONFORT

- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro SPENGLER, le parfait mix entre maintien et praticité

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en métal
- Protège manomètre en mousse antichoc

ELÉGANCE ET TRÈS HAUT NIVEAU DE FINITION

- Support manomètre en cuir pleine fleur

BRASSARD

- Brassard adulte large taille L (32-42 cm), velcro, coton, marine
- Livré en trousse nylon.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446007294

Garantie (mois) : 60

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,831

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 70

Humidité mini : 20

Humidité maxi : 85



31/03/2022 02:28 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 518002

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.