


STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON VERT LAGON



Réf. 507209



CE



STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON VERT LAGON



Réf. 507209

Le stéthoscope polyvalent de Spengler

- Double pavillon en acier inoxydable : adulte et cloche
 - Membrane double fréquence :
 - Pression légère pour une écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
 - Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences (pulmonaire)
 - Lyre en acier inoxydable, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
 - Bague antifroid et embouts auriculaires confortables
 - Tubulure nacrée
- De couleur verte

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3700446004002

Garantie (mois) : 60

Code douanier : 90181990

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,398

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



01/12/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 507209

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.