

## SAC OXYGÉNOTHÉRAPIE EMERGENCY, BLEU

Réf. MEEMER04\_B

EMERGENCY'S™

GARANTIE  
**2**  
ANS  
YEARS  
GUARANTEE



# SAC OXYGÉNOTHÉRAPIE EMERGENCY, BLEU

Réf. MEEMER04\_B

Sac conçu pour transporter le matériel sanitaire lié à l'oxygénothérapie

- Subdivision interne en deux hauteurs :
  - . haut plateau amovible avec séparateurs réglables
  - . partie inférieure avec trois séparateurs, pour ranger la bouteille d'oxygène, et une poche en filet dans le volet
- Il dispose également de 3 poches extérieures, dont une frontale avec une subdivision interne avec des poches supplémentaires et des bandes élastiques.
- Zips haute résistance
- Bandes réfléchissantes
- Poignées renforcées et bretelles
- Porte carte externe
- Poche supérieure transparente
- Peut contenir une bouteille à oxygène de 3 L
- Dimensions : 63 x 22.5 x 24 cm, capacité 28 l
- Dimensions intérieures : 52 x 20 x 20 cm
- Matériau 600D Polyester
- Poids 1.89kg
- Coloris Rouge ou Bleu
- Vendu vide

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040001180

Garantie (mois) : 24

Code douanier :

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 24,0

Largeur conditionnement (cm) : 23,0

Longueur unitaire (cm) : 63,0

Longueur conditionnement (cm) : 63,0

Hauteur unitaire (cm) : 22,5

Hauteur conditionnement (cm) : 24,0

Poids unitaire (kg) : 1,890

Poids conditionnement (kg) : 1,890

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



12/04/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. MEEMER04\_B

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.