

SAC OXYGÉNOTHÉRAPIE EMERGENCY, ROUGE

Réf. MEEMER04_R

EMERGENCY'S™

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GARANTEE



SAC OXYGÉNOTHÉRAPIE EMERGENCY, ROUGE

EMERGENCY'S™

Réf. **MEEMER04_R**

Sac conçu pour transporter le matériel sanitaire lié à l'oxygénothérapie

- Subdivision interne en deux hauteurs :
- haut plateau amovible avec séparateurs réglables
- partie inférieure avec trois séparateurs, pour ranger la bouteille d'oxygène, et une poche en filet dans le volet
- Il dispose également de trois poches extérieures, dont une frontale avec une subdivision interne avec des poches supplémentaires et des bandes élastiques.
- Zips haute résistance
- Bandes réfléchissantes
- Poignées renforcées et bretelles
- Porte carte externe
- Poche supérieure transparente
- Bouteille oxygène 3 l
- Dimensions : 63 x 22.5 x 24 cm, capacité 28 l
- Dimensions intérieures : 52 x 20 x 20 cm
- Matériau 600D Polyester
- Poids 1.89kg
- Vendu vide

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040001173

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 420212

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 24,0

Largeur conditionnement (cm) : 19,0

Longueur unitaire (cm) : 63,0

Longueur conditionnement (cm) : 55,0

Hauteur unitaire (cm) : 22,5

Hauteur conditionnement (cm) : 24,0

Poids unitaire (kg) : 1,890

Poids conditionnement (kg) : 1,900

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



12/04/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. MEEMER04_R

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.