


## SAC À DOS SAUVETAGE EMERGENCY, ROUGE

Réf. MEEMER05\_R

**EMERGENCY'S™**



GARANTIE  
**2**  
ANS  
YEARS  
GARANTEE



# SAC À DOS SAUVETAGE EMERGENCY, ROUGE

**EMERGENCY'S™**

Réf. **MEEMER05\_R**

**Son ouverture à rabat pliable permet d'accéder aux outils nécessaires aux gestes des situations d'urgence**

- Poignée ergonomique principal avec velcro
- Grandes poches sur les deux côtés
- Bretelles et dos rembourrés, sac à dos réglable
- Grande poche avant, prête à accueillir un défibrillateur
- Intérieur spacieux pour un accès pratique et facile au matériel
- Compartiments internes avec maille et fenêtres transparentes pour l'organisation du matériel
- Dimensions extérieures : 37 x 45 x 21 cm/30L
- Matériau : 600D Polyester et PVC
- Poids : 1,22 kg
- Vendu vide

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 8436564540829

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 420212

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 37,0

Largeur conditionnement (cm) : 31,2

Longueur unitaire (cm) : 45,0

Longueur conditionnement (cm) : 48,6

Hauteur unitaire (cm) : 21,0

Hauteur conditionnement (cm) : 8,0

Poids unitaire (kg) : 1,220

Poids conditionnement (kg) : 1,300

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



12/04/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. MEEMER05\_R

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.