

BANDOULIÈRE POUR MALLETTE SMART MEDICAL BAG, NOIR

Réf. MBANDSM_N

De Boisy
— DEPUIS 1982



BANDOULIÈRE POUR MALLETTE SMART MEDICAL BAG, NOIR

Réf. MBANDSM_N

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040088419

Garantie (mois) : 12

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 4,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 29,2

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,9

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,100

Poids conditionnement (kg) : 0,100

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 23:17 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. MBANDSM_N

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.