

MALLETTE ELITE BAGS - GP - GRIS/TURQUOISE

 ELITE BAGS

Réf. MEGP03_B

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GUARANTEE



MALLETTE ELITE BAGS - GP - GRIS/TURQUOISE



Réf. MEGP03_B

Sac léger et simple d'utilisation grâce à ses séparateurs internes velcro qui permettent d'organiser le matériel sanitaire de manière facile et rapide. Son système de bretelles intégrées permet de le transformer en sac à dos.

- Matériel textile léger et résistant, anti-déchirures (Ripstop)
- Zone spéciale pour les effets personnels, cartes de visites, stylo, etc...
- Compartiment pour documents, A4
- Séparateurs internes velcro
- Ampoulier isotherme, 43 ampoules
- Fermeture éclair avec oeillet pour cadenas.
- Grande poche externe avec double compartiment et bandes élastiques
- Bretelles intégrées pour transformation en sac à dos
- Poids : 1 kg
- Mesures extérieures : 40 x 21 x 25 cm / 21 L
- Capacité maximum recommandée : 3,5 Kg
- Vendu vide

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	Code barres :	8436564540454	
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	4202.12.99.90
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	21,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	40,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	25,0	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	1,000	Poids conditionnement (kg) :	1,500
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 23:58 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. MEGP03_B

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.