

SAC À DOS EMERGENCY TRAPEZOIDAL, ROUGE

Réf. METRAP01_R

 ELITE BAGS

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GUARANTEE



SAC À DOS EMERGENCY TRAPEZOIDAL, ROUGE



Réf. METRAP01_R

Sac d'urgences trapézoïdal, conçu pour les sauvetages et les interventions dans des différents scénarios, comme en zones d'accès difficile.

- Surface plastique (waterproof et facile à nettoyer)
- 4 compartiments amovibles avec partie supérieure transparente. Avec poignées de différentes couleurs (rouge, bleu, vert, jaune) pour différencier le contenu.
- 3 poches à filet
- A l'extérieur, 3 poches pour matériel de premiers secours (gants, bandages, etc.)
- Bandes réfléchissantes.
- Fermeture éclair en U, avec double curseur pour une ouverture rapide
- 4 boucles de plastique pour plus de sécurité
- Poignée supérieure et latérale
- Base renforcée et protégée
- Bretelles sac-à-dos cachées
- Mesures extérieures : 55 x 28 x 20 cm / 30,8 L
- Poids : 1.62 kg
- Matériau: 600D Polyester avec un revêtement de PU
- Coloris: Rouge
- Capacité max. recommandée: 5 kg
- Vendu vide

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 8436564542038

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 4202.12.99.90

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 28,0

Largeur conditionnement (cm) : 39,0

Longueur unitaire (cm) : 55,0

Longueur conditionnement (cm) : 53,0

Hauteur unitaire (cm) : 20,0

Hauteur conditionnement (cm) : 7,0

Poids unitaire (kg) : 1,620

Poids conditionnement (kg) : 1,640

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



12/04/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. METRAP01_R

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.