

TUNIQUE MÉDITERRANÉE-SERGÉ-RAS DE COU-BLANC-MANCHES COURTES,T0,HOLTEX



Réf. WSMED07_90



TUNIQUE MÉDITERRANÉE-SERGÉ-RAS DE COU-BLANC-MANCHES COURTES,T0,HOLTEX



Réf. WSMED07_90

- Tunique femme
- Sergé
- Encolure ronde
- Manches kimono courtes
- 3 poches
- Fermeture décalée sur le devant par boutonnage pression
- 65% polyester, 35% coton
- Existe en différentes tailles de taille 00 à 6

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : AUCUN

Code barres : 3661040197890

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 6211433100

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 30,0

Largeur conditionnement (cm) : 30,0

Longueur unitaire (cm) : 38,0

Longueur conditionnement (cm) : 38,0

Hauteur unitaire (cm) : 1,5

Hauteur conditionnement (cm) : 1,5

Poids unitaire (kg) : 0,300

Poids conditionnement (kg) : 0,300

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 01:04 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. WSMED07_90

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.