

## TUNIQUE MÉDITERRANÉE-SERGÉ-RAS DE COU-BLANC-MANCHES COURTES,T5,HOLTEX



Réf. WSMED07\_95



# TUNIQUE MÉDITERRANÉE-SERGÉ-RAS DE COU-BLANC-MANCHES COURTES,T5,HOLTEX



Réf. WSMED07\_95

- Tunique femme
- Sergé
- Encolure ronde
- Manches kimono courtes
- 3 poches
- Fermeture décalée sur le devant par boutonnage pression
- 65% polyester, 35% coton
- Existe en différentes tailles de taille 00 à 6

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : AUCUN

Code barres : 3661040197944

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 62114310030

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 30,0

Largeur conditionnement (cm) : 30,0

Longueur unitaire (cm) : 38,0

Longueur conditionnement (cm) : 38,0

Hauteur unitaire (cm) : 1,5

Hauteur conditionnement (cm) : 1,5

Poids unitaire (kg) : 0,300

Poids conditionnement (kg) : 0,300

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 01:04 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. WSMED07\_95

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.