

TROUSSE ISOTHERME POUR DIABÉTIQUE ELITE BAG DIA, COULEUR BLEUE

 ELITE BAGS

Réf. MEDIA02_B



TROUSSE ISOTHERME POUR DIABÉTIQUE ELITE BAG DIA, COULEUR BLEUE



Réf. MEDIA02_B

Trousse conçue en tenant compte de l'éventail des malades atteints de diabète

- Double compartiment isotherme permettant de préserver les produit au frais
- Inclus un gel froid réutilisable
- Matériel : tissu 420D
- Poids : 130 g
- Mesures extérieures : 19 x 10 x 5 cm / 0,95 L
- Capacité max. recommandée : 600 g
- Existe en plusieurs coloris
- Vendue vide

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 8436564540690

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 4202.12.99.90

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 10,0

Largeur conditionnement (cm) : 12,0

Longueur unitaire (cm) : 19,0

Longueur conditionnement (cm) : 20,0

Hauteur unitaire (cm) : 5,0

Hauteur conditionnement (cm) : 4,5

Poids unitaire (kg) : 0,130

Poids conditionnement (kg) : 0,214

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



24/11/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. MEDIA02_B

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.