

TABOURET HOLTEX RÉGLABLE 5 ROULETTES PIEDS PLASTIQUE - NOIR

Réf. OS007_N



TABOURET HOLTEX RÉGLABLE 5 ROULETTES PIEDS PLASTIQUE - NOIR



Réf. OS007_N

Tabouret base plastique (assise 3,5 cm)

- 1 structure 5 branches ABS diamètre 58 cm
- 5 roulettes pivotantes à clipser
- 1 piston gaz - hauteur variable mini 53 cm/maxi 70 cm
- 1 assise mousse 30 kg/M3 diamètre 43 cm avec platine acier vissée
- Revêtement plastifié lavable ignifugé classement M1
- Charge : 150 kg

Tabouret assorti au divan OSA003 (plusieurs couleurs disponibles pour les deux modèles).

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	AUCUN	Code barres :	3661040162645
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9402900000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	17,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	41,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	42,0
Poids unitaire (kg) :	5,200	Poids conditionnement (kg) :	6,200
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 23:40 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. OS007_N

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.