

TROUSSE ELITE BAGS ISOTHERME/DIABÈTE - DIABETIC - GRISE

 ELITE BAGS

Réf. MEDIAB03



TROUSSE ELITE BAGS ISOTHERME/DIABÈTE - DIABETIC - GRISE



Réf. **MEDIAB03**

Trousse élégante comprenant différents compartiments et bandes élastiques pour transporter de manière organisée le kit du diabétique

- 1 poche à filet (bandelettes de test, lancettes, etc)
- 1 poche avec fermeture à velcro
- 1 élastique pour auto piqueur
- 2 élastiques de différentes tailles (pour pots, solution de contrôle, etc)
- 1 élastique avec protecteur d'écran pour le lecteur de glucose
- 1 compartiment isotherme pour les stylos à insuline avec poche pour gel froid
- 1 poche plate à l'extérieur
- Des tireurs longs pour faciliter l'ouverture
- Matériau: Polyester gris bi ton
- Poids: 0,12 kg.
- Mesures : 17 x 10 x 6 cm / 0.95L
- Coloris : Gris
- Vendu vide

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : CE

Code barres : 8436564542199

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 4202.12.99.90

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 10,0

Largeur conditionnement (cm) : 19,0

Longueur unitaire (cm) : 17,0

Longueur conditionnement (cm) : 10,5

Hauteur unitaire (cm) : 6,0

Hauteur conditionnement (cm) : 6,0

Poids unitaire (kg) : 0,012

Poids conditionnement (kg) : 0,248

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : 30

Humidité maxi : 85



24/11/2022 21:09 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. MEDIAB03

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.