

## TÉLÉPHONE MOBILE À CLAPET 6060, ROUGE/BLANC - 2G

Réf. HDPHON63RW



# TÉLÉPHONE MOBILE À CLAPET 6060, ROUGE/BLANC - 2G



Réf. **HDPHON63RW**

**Le grand écran de 2,8 pouces et les touches bien espacées et contrastées de ce téléphone vous garantissent une lisibilité parfaite et une expérience zen pour vos appels et SMS. Le Doro 6060 comporte un affichage externe des notifications rapides et d'identification de l'appelant.**

- Grand écran de 2,8"
- Appareil photo interpolé 3MP avec flash
- Sonnerie max. à 1 mètre : 70 db
- Son extrêmement clair et puissant
- Mini-torche intégrée
- Bouton d'assistance avec position GPS
- Compatibilité appareils auditifs
- Temps de conversation : 6 heures
- Indicateur visuel de sonnerie
- Dim. : 106 x 57 x 21 mm
- Poids avec batterie : 124 g

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : Code barres : 7322460077631

Garantie (mois) : 24 Code douanier : 85171400

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 106,0 Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 57,0 Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 21,0 Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,124 Poids conditionnement (kg) :

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20 Température maxi : 60

Humidité mini : (N/A) Humidité maxi : (N/A)



01/12/2022 21:09 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. HDPHON63RW

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.