

MOBILE DORO SECURE 780X IUP BLANC - 4G



Réf. HDSECU780P



MOBILE DORO SECURE 780X IUP BLANC - 4G



Réf. HDSECU780P

Téléphone très facile à utiliser pour protéger les personnes fragiles, isolées

Remplace le best-seller Secure 580 IUP.

Même fonctionnalités que le 780X + une alerte en cas de chute / perte de verticalité

- Grand écran avec affichage réglable
- Clavier rétroéclairé avec 3 touches de mémoires avec index personnalisé
- Les numéros peuvent être enregistrés à distance par un proche via Response by Doro
- Robuste et étanche aux éclaboussures (IP54)
- Touche d'assistance et minuterie de sécurité intégrées pour envoyer automatiquement un SMS d'alerte aux numéros pré-enregistrés
- Gestion à distance de la touche d'assistance
- Localisation GPS
- Compatibilité appareils auditifs
- Son haute définition
- Bluetooth
- Double carte SIM (micro)
- Mains-libres, indicateur visuel de sonnerie
- Socle chargeur fourni

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : CE

Code barres : 7322460079826

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 85171200

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 13,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 16,5

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 5,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,336

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 60

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



11/07/2022 21:12 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. HDSECU780P

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.