

## BOÎTE ALUMINIUM, 18 X 9 X 3 CM, VERT

Réf. AC1893\_V



**BOÎTE ALUMINIUM, 18 X 9 X 3 CM, VERT**

Réf. AC1893\_V

Format 18 x 9 x 3 cm

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040067438
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	90184990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	9,7	Largeur conditionnement (cm) :	9,7
Longueur unitaire (cm) :	18,5	Longueur conditionnement (cm) :	18,5
Hauteur unitaire (cm) :	3,6	Hauteur conditionnement (cm) :	3,6
Poids unitaire (kg) :	0,153	Poids conditionnement (kg) :	0,153
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 23:14 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. AC1893\_V

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.