

BRASSARD SPENGLER NYLON, POCHE TPU 1T, RACCORD À VIS MÂLE, LARGE ADULTE (L)

Réf. 334106



BRASSARD SPENGLER NYLON, POCHE TPU 1T, RACCORD À VIS MÂLE, LARGE ADULTE (L)



Réf. **334106**

Brassard avec poche simple tubulure 60 cm équipée d'un raccord rapide à vis (embout mâle) pour Lian® NM, Lian® Métal, Lian® Nano, Lian® Scénic, Ergo Sphyg®, Lian® Couleur.
Lavables à 30-40°.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :			Code barres : 3700446026974
Garantie (mois) :	6		Code douanier : 9018901000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,215
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



26/04/2022 12:32 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 334106