

## BRASSARD SPENGLER, POCHE 1T, RACCORD À VIS MÂLE, NYLON GRIS, ADULTE (M)

Réf. 334111



# BRASSARD SPENGLER, POCHE 1T, RACCORD À VIS MÂLE, NYLON GRIS, ADULTE (M)



Réf. **334111**

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage :

Code barres : 3700446025052

Garantie (mois) : 6

Code douanier : 9018901000

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,150

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 01:17 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 334111

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.