

LOT DE 4 BRASSARDS SPENGLER / POCHE 1 T AVEC RACCORD / NYLON GRIS (XL-L-M-S)

Réf. 334125



LOT DE 4 BRASSARDS SPENGLER / POCHE 1 T AVEC RACCORD / NYLON GRIS (XL-L-M-S)



Réf. **334125**

Brassard avec poche simple tubulure 60 cm équipée d'un raccord rapide à vis (embout mâle) pour Lian® NM, Lian® Métal, Lian® Nano, Lian® Scénic, Ergo Sphyg®, Lian® Couleur.
Lavables à 30-40°.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

| CARACTERISTIQUES | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Dispositif médical : | Oui | Classe I | |
| Marquage : | | | Code barres : 3700446026639 |
| Garantie (mois) : | 6 | | Code douanier : 9018901000 |
| Stérile : | Non | | |
| MESURES | Unité nue | Unité emballée | |
| Largeur unitaire (cm) : | | Largeur conditionnement (cm) : | |
| Longueur unitaire (cm) : | | Longueur conditionnement (cm) : | |
| Hauteur unitaire (cm) : | | Hauteur conditionnement (cm) : | |
| Poids unitaire (kg) : | | Poids conditionnement (kg) : | 0,990 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES : | | | |
| Température mini : | (N/A) | Température maxi : | (N/A) |
| Humidité mini : | (N/A) | Humidité maxi : | (N/A) |



25/04/2022 21:07 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 334125