

## BRASSARD SPENGLER / POCHE 1 T AVEC RACCORD / COTON ROUGE / LARGE ADULTE (L)

Réf. 336403



# BRASSARD SPENGLER / POCHE 1 T AVEC RACCORD / COTON ROUGE / LARGE ADULTE (L)



Réf. 336403

Brassard avec poche simple tubulure 60 cm équipée d'un raccord rapide à vis (embout mâle) pour Lian® NM, Lian® Métal, Lian® Nano, Lian® Scénic, Ergo Sphyg®, Lian® Couleur.  
Lavables à 30-40°.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :		Code barres :	3700446008819
Garantie (mois) :	6	Code douanier :	9018901000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	18,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	21,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	4,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,272
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:25 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 336403