

BRASSARD CLINIC 2T/ADULTE (M) (RACCORDS 1/4 TOUR F + CLAMPS)

Réf. 337951



BRASSARD CLINIC 2T/ADULTE (M) (RACCORDS 1/4 TOUR F + CLAMPS)



Réf. **337951**

Brassard Clinic® avec clamp double tubulure compatible Tensiomètres grands cadrans Maxi+2® et à mercure Spengler.
Moniteurs Marquette Hellige
Taille M
Livrée avec connecteurs 1/4 tour femelle DSP316151

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :			Code barres : 3700446000066
Garantie (mois) :	6		Code douanier : 9018901000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,130
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



26/04/2022 12:34 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 337951