

SOCLE POUR BILI BM-100A

Réf. DDAPDB09

SOCLE POUR BILI BM-100A

Réf. **DDAPDB09**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres :

Garantie (mois) : 0

Code douanier : 9018909911

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 03:45 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DDAPDB09