

## PANTALON ARRAL, SERGÉ, BLANC, TAILLE 6, HOLTEX



Réf. WSARR07\_96



## PANTALON ARRAL, SERGÉ, BLANC, TAILLE 6, HOLTEX



Réf. WSARR07\_96

- Pantalon femme
- Sergé
- Ventre plat
- Taille élastique avec bandeau ceinture plat sur le devant.
- 65% polyester, 35% coton
- Pouvant résister à des lavages industriels à 85°, et traitée anti jaunissement, anti piling
- Coloris blanc
- Existe en de la Taille 00 à le Taille 6

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040198033

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 62034311095

Stérile : Non

### MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 31,0

Largeur conditionnement (cm) : 31,0

Longueur unitaire (cm) : 40,0

Longueur conditionnement (cm) : 40,0

Hauteur unitaire (cm) : 1,5

Hauteur conditionnement (cm) : 1,5

Poids unitaire (kg) : 0,236

Poids conditionnement (kg) : 0,236

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 01:06 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. WSARR07\_96

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.