

4 PINCES MEMBRES POUR ECG CARDIOMATE ET PC-ECG SPENGLER

Réf. 260021



CE
0123



4 PINCES MEMBRES POUR ECG CARDIOMATE ET PC-ECG SPENGLER



Réf. 260021

Kit de 4 pinces membres pour ECG Cardiomate

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :	CE0123		Code barres : 3700446025519
Garantie (mois) :	60		Code douanier : 9018110000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,200
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



21/11/2022 21:09 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 260021

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.