

CÁNULA GUEDEL U/U ESTÉRIL ISO 8.0 (VERDE / N°2)



Réf. 580853

CE
0120



CÁNULA GUEDEL U/U ESTÉRIL ISO 8.0 (VERDE / N°2)



Réf. **580853**

Cánula de un solo uso en bolsa individual estéril.
La vía aérea de Guedel se utiliza para mantener abiertas las vías respiratorias de un paciente inconsciente.

CARACTERÍSTICAS			
Dispositivo médico :	No	Clase de precisión de medición:	Clase I
Calificación :	CE0120	Código de barras:	503267050659
Garantía (meses):	0	Código de Aduana :	90183900
Estéril :	No		
MEDIDAS	Unidad desnuda	Unidad empaquetada	
Largeur unitaire (cm) :		Ancho del embalaje (cm):	8,0
Longueur unitaire (cm) :		Longitud del embalaje (cm):	16,0
Hauteur unitaire (cm) :		Altura del embalaje (cm):	4,0
Poids unitaire (kg) :		Peso del embalaje (kg):	0,100
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



15/06/2022 21:05 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 580853

Información y características dadas a título meramente informativo y pueden estar sujetas a modificaciones.