

TERMÓMETRO SIN CONTACTO SPENGLER TEMPO EASY AZUL

Réf. SP3065



TERMÓMETRO SIN CONTACTO SPENGLER TEMPO EASY AZUL



Réf. SP3065

Tempo Easy permite medir la temperatura sin contacto mediante rayos infrarrojos.

El termómetro TEMPO EASY es un termómetro preciso con 3 funciones para uso profesional o doméstico. Tecnología sin contacto (distancia 3-5 cm) mediante rayos infrarrojos, evitando así la contaminación cruzada.

- 3 modos de medición: corporal, superficial y ambiental
- Medición instantánea
- Una temperatura obtenida rápidamente con alarma audible
- 32 recuerdos
- 2 colores disponibles, gris o azul
- Se entrega con 2 pilas LR06 (AA)

CARACTERÍSTICAS			
Dispositivo médico :	Si	Clase	IIa
Calificación :	CE0123	Código de barras :	3700446011291
Garantía (meses):	24	Código de Aduana :	90251920
Estéril	No		
MEDIDAS	Unidad desnuda	Unidad empaquetada	
Largeur unitaire (cm) :		Ancho del embalaje (cm):	9,0
Longueur unitaire (cm) :		Longitud del embalaje (cm):	21,0
Hauteur unitaire (cm) :		Altura del embalaje (cm):	6,0
Poids unitaire (kg) :		Peso del embalaje (kg):	0,310
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/05/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SP3065