

LIAN NANO BRASSARD CLINIC ENFANT (S) SPENGLER

Réf. 513252



LIAN NANO BRASSARD CLINIC ENFANT (S) SPENGLER



Réf. 513252

Léger et robuste, le tensiomètre qui allie style et performance.

Encore plus efficace et performant en version Clinic®.

Dans cette version, Lian® Nano conjugue l'ergonomie grâce à sa légèreté et sa prise en main facile et l'efficacité avec son brassard Clinic®, décontaminable par immersion.

Idéal pour les isolements septiques ou pour lutter contre les contaminations croisées.

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

CONFORT

- Léger
- Cuillère ergonomique pour une parfaite prise en main
- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en ABS résistant aux chocs

BRASSARD

- Brassard enfant taille S (20-28 cm), Clinic®, jaune
- Polymex
- Existe en multibrassard (L, M, S), taille M (26-34 cm) et taille L (32-42 cm)

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage) Classe de précision de mesure : Classe I

Marquage : Code barres : 3700446024727

Garantie (mois) : 12 Code douanier : 90189010

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : Poids conditionnement (kg) : 0,503

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20 Température maxi : 70

Humidité mini : 20 Humidité maxi : 85



31/03/2022 02:27 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 513252

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.