

BOITE ALUMINIUM 180 X 90 X 30MM DORÉE* SPENGLER



Réf. L30211



BOITE ALUMINIUM 180 X 90 X 30MM DORÉE* SPENGLER



Réf. **L30211**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres :

3700446000752

Garantie (mois) : 24

Code douanier :

9018908500

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

0,151

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi :

(N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi :

(N/A)



25/10/2022 12:43 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. L30211

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.