

BOITE ALUMINIUM 210 X 100 X 30MM VERTE* SPENGLER



Réf. L30218



BOITE ALUMINIUM 210 X 100 X 30MM VERTE* SPENGLER



Réf. **L30218**

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3700446000790
Garantie (mois) :		Code douanier :	9018908500
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,192
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



25/10/2022 12:43 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. L30218

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.