

TRANSDUCTEUR USAGE UNIQUE LILLY POUR SPIROMÈTRE AIRA D SIBELMED (X50)

Réf. CSTRAN01

TRANSDUCTEUR USAGE UNIQUE LILLY POUR SPIROMÈTRE AIRA D SIBELMED (X50)

Réf. **CSTRAN01**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres :

3361040000045

Garantie (mois) : 0

Code douanier :

90181990

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 03:46 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. CSTRAN01

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.