

**BOITE DE 10 ROULEAUX DE PAPIER POUR
IMPR. ECG (20M) POUR COMEN NC5**

Réf. BCIMPR02

BOITE DE 10 ROULEAUX DE PAPIER POUR IMPR. ECG (20M) POUR COMEN NC5

Réf. **BCIMPR02**

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3661040219394
Garantie (mois) :		Code douanier :	9018193010
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 03:34 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCIMPR02