

**ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW  
ASKIR 230/12V BR, SACHET USAGE UNIQUE  
FLOVAC, 2000 ML**

Réf. BCASPI23

**CA-MI**

GARANTIE  
**3**  
ANS  
YEARS  
GARANTIE

**CE**  
0123

DISPOSITIF MEDICAL  
MEDICAL DEVICE **II**



# ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW ASKIR 230/12V BR, SACHET USAGE UNIQUE FLOVAC, 2000 ML



## Réf. BCASPI23

Aspirateur chirurgical électrique destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants. Il est idéal pour les applications d'urgence et pour les traitements postopératoires à domicile.

- Trois options différentes de fonctionnement : doté d'un adaptateur AC/DC, d'une batterie rechargeable ou d'une tension de 12V, cet aspirateur chirurgical est une unité polyvalente garantissant des interventions CONTINUES sans risque de surchauffe
- Doté d'un système d'alarme visuelle et sonore indiquant si le niveau de batterie est faible, le système principal est également équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide.
- Pied à roulettes en option
- Accessoires fournis :
  - Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options
  - 6 x 10 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 8-9-10 mm
  - Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)
  - Canule CH20
  - Cordon d'alimentation avec prise Schuko
- Caractéristiques techniques :

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3661040139098

Garantie (mois) : 36

Code douanier :

Stérile : Non

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 25,5

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 38,5

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 30,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 4,650

Poids conditionnement (kg) : 5,000

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



07/05/2021 16:28 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. BCASPI23

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.