

**PAPIER IMPRESSION (112MM X 90MM 150P
PLIS Z) POUR C11 COMEN**

Réf. BCTOCO21

PAPIER IMPRESSION (112MM X 90MM 150P PLIS Z) POUR C11 COMEN

Réf. **BCTOC021**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres :

3661040219325

Garantie (mois) : 0

Code douanier :

9018193010

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 03:35 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCTOC021

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.