

POIRES SPENGLER LIAN METAL (LOT DE 6)



Ref. 311140



 26/11/2024 09:40:32 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

POIRES SPENGLER LIAN METAL (LOT DE 6)



Ref. 311140

Description

kit de 6 poires pour tensiometres SPENGLER manopaire LIAN METAL

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446028725	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.17
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

26/11/2024 09:40:32 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.