

LIAN NM BRASSARD CLINIC LARGE ADULTE (L) SPENGLER



Ref. 520660



26/11/2024 09:43:33 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

LIAN NM BRASSARD CLINIC LARGE ADULTE (L) SPENGLER



Ref. 520660

Tensiometre ambidextre, d'une construction robuste concu pour une utilisation intensive

Description

Encore plus efficace et performant en version Clinic®.

Dans cette version, Lian® Nano conjugue l'ergonomie grace a sa legerete et sa prise en main facile et l'efficacite avec son brassard Clinic®, decontaminable par immersion.

Ideal pour les isolements septiques ou pour lutter contre les contaminations croisees.

GRANDE PRECISION DES MESURES

- Simple tubulure avec connectique pas de vis pour adapter son brassard
- Mechanisme «horlogerie» haute precision

RESISTANT AUX CHOCS

- Boitier en metal indeformable, anticorrosion
- Protege manometre en mousse antichoc

CONFORT

- Ambidextre grace au robinet de decompression central
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro SPENGLER

BRASSARD

- Brassard large adulte taille L (32-42 cm), Clinic®, jaune
- Polymex

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446024826	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	France

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.662

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	85	Humidite maxi	85

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

 26/11/2024 09:43:33 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr