

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 400, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML- VERSION BASIC 2



Ref. BCASPI54



29/08/2024 15:00:01 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 400, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML- VERSION BASIC 2



Ref. BCASPI54

Pour l'hôpital : 2 x2 Litres à 90L./min.

Description

Conçu pour drainer les liquides organiques, les gaz, tissus et os du patient, pendant ou après une intervention. Le système à pompe sans huile, à la pointe de la technologie, garantit d'excellentes capacités d'aspiration et une pression à vide maximale en quelques secondes, sans aucun besoin d'entretien.

Le tableau de bord précis ainsi que la gamme complète d'accessoires qui l'accompagnent en font l'appareil idéal pour les aspirations chirurgicales et les liposuccions.

Principales applications: Urgences, Chirurgie générale, Gynécologie, Liposuccion, Neurochirurgie, Obstetrique, Intervention de terrain, Médecine dentaire.

Disponible en 3 versions: Basic, FS ou full

Version BASIC 2, comprenant: Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux / 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- Bocaux polycarbonate Makrolon® autoclavables
- Alimentation : 230V-50Hz
- Vide Maximum (Ajustable) : 0,90 Bar -90 kPa -675 mmHg
- Débit libre d'air max : 90 l/min
- Niveau Sonore : 46,4 dBA
- Poids : 20 kg / Dimensions : 46 x 85 x 42 cm

29/08/2024 15:00:01 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI
NEW HOSPIVAC 400, BOCAUX
AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML-
VERSION BASIC 2**



Ref. BCASPI54

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661040139401	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	46
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	85
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	42
Unité emballée / Poids (kg)	20	Unité nue / Poids (kg)	20
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

29/08/2024 15:00:01 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.