

CANULE À HYDROSSECTION DE SAUTTER



Ref. IC92118



29/08/2024 14:37:55 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

CANULE À HYDROSSECTION DE SAUTTER



Ref. IC92118

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040145006	Code douanier	901850
Garantie (mois)	24	Pays	France
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	6	Unité nue / Largeur (cm)	6.7
Unité emballée / Hauteur (cm)	1	Unité nue / Hauteur (cm)	1
Unité emballée / Longueur (cm)	20	Unité nue / Longueur (cm)	20.2
Unité emballée / Poids (kg)	0.014	Unité nue / Poids (kg)	0.2
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

29/08/2024 14:37:55 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr