

PELVIMÈTRE COLLIN

Ref. IP45900



27/08/2024 04:22:41 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

PELVIMÈTRE COLLIN

Ref. IP45900



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3661040026039	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	6
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.2
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	33.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.253	Unité nue / Poids (kg)	0.253

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

27/08/2024 04:22:41 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr