

PINCE FERRIS-SMITH KERRISSON, COUPE HAUT 130°, TIGE 200 MM X 2 MM

Ref. IP46844



27/08/2024 04:37:28 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr

**PINCE FERRIS-SMITH KERRISSON,
COUPE HAUT 130°, TIGE 200 MM X 2
MM**

Ref. IP46844

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040026442	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	12	Unité nue / Largeur (cm)	12.3
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.7
Unité emballée / Longueur (cm)	29	Unité nue / Longueur (cm)	29.2
Unité emballée / Poids (kg)	0.207	Unité nue / Poids (kg)	0.207
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 04:37:28 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr