

## PINCE FERRIS-SMITH KERRISSON, COUPE HAUT 130°, TIGE 200 MM X 4 MM



Ref. IP46845



27/08/2024 04:37:42 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# PINCE FERRIS-SMITH KERRISSON, COUPE HAUT 130°, TIGE 200 MM X 4 MM



Ref. IP46845

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040026459	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	15	Unité nue / Largeur (cm)	15.3
Unité emballée / Hauteur (cm)	1	Unité nue / Hauteur (cm)	1.2
Unité emballée / Longueur (cm)	27	Unité nue / Longueur (cm)	27.2
Unité emballée / Poids (kg)	0.223	Unité nue / Poids (kg)	0.223
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 04:37:42 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)