

PINCE FERRIS-SMITH KERRISSON, COUPE HAUT 130°, TIGE 180 MM X 5 MM

Ref. IP46848



27/08/2024 04:38:24 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr

PINCE FERRIS-SMITH KERRISSON, COUPE HAUT 130°, TIGE 180 MM X 5 MM



Ref. IP46848

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040026480	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	14	Unité emballée / Hauteur (cm)	1
Unité emballée / Longueur (cm)	25	Unité emballée / Poids (kg)	0.239
Unité nue / Poids (kg)	0.239		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 04:38:24 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr