


ECG CARDIOMATE 12 SPENGLER

Ref. 260012



12/11/2024 23:54:08 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

ECG CARDIOMATE 12 SPENGLER



Ref. 260012

Les ECG CARDIOMATE® sont des instruments d'une très grande fiabilité.

Description

Precis et intuitif, l'ECG 12 pistes, Spengler Cardiomate 12 est le compagnon idéal en cabinet ou en déplacement. Doté d'une vitesse d'échantillonnage record, il enregistre toute l'activité électrique du cœur avec une grande précision et délivre des analyses adaptées. Avec sa mémoire intégrée et sa connexion par USB à un PC, le transfert des ECG est facilité.

GRANDE PRECISION DES MESURES

- Visualisation des 12 dérivations en temps réel
- Vitesse d'échantillonnage 32 000Hz
- Convertisseur 24 bits
- Interprétation automatique et calcul des intervalles
- Détection de Pacemaker

SIMPLE D'UTILISATION

- Ecran LCD couleur 10" inclinables
- Enregistrement et impression de l'ECG avec une seule touche
- Clavier QWERTY
- Impression sur papier thermique ou via PC

CONNECTIQUE ET MEMOIRE

- Mémoire interne de 1 000 ECG
- Transfert des ECG sur PC par simple connexion USB
- Options : Carte SD, Wifi, scanner code-barre, logiciel PC-ECG

TRANSPORTABLE

- Batterie de 5200mAh pour une plus grande autonomie (> 6heures en continu), idéal en cabinet et déplacement
- Léger et robuste
- Poignée de transport escamotable

ACCESSOIRES

- Un câble patient
- Des électrodes (pinces) / électrodes (ventouses)
- Un adaptateur secteur
- Un câble d'alimentation
- Un câble mis à terre
- Un rouleau de papier thermique
- Un manuel d'utilisation

 12/11/2024 23:54:08 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

ECG CARDIOMATE 12 SPENGLER



Ref. 260012

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446025496	Code douanier	9018110000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	40
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	9.5
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	42
Unite emballee / Poids (kg)	8.3	Unite nue / Poids (kg)	5.2
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	50
Humidite mini	25	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

12/11/2024 23:54:08 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr