

PORTE BOCAL AUTOCLAVABLE 4000 / 5000 ML NEW HOSPIVAC



Ref. BCASPI132



29/08/2024 17:38:50 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

PORTE BOCAL AUTOCLAVABLE 4000 / 5000 ML NEW HOSPIVAC



Ref. BCASPI132

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	0000000000802	Code douanier	4202121900
Garantie (mois)	12	Pays	Italie
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	20	Unité emballée / Hauteur (cm)	6
Unité emballée / Longueur (cm)	40	Unité emballée / Poids (kg)	0.388
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

29/08/2024 17:38:50 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr