


## PUNCH À BIOPSIE Ø 2 MM, STÉRILE UU - BOÎTE DE 10 PCS



Ref. CPPUNC03



29/08/2024 20:10:07 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France  
[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31  
[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## PUNCH À BIOPSIE Ø 2 MM, STÉRILE UU - BOÎTE DE 10 PCS



Ref. CPPUNC03

**Dispositif prêt à l'emploi, à usage unique**

### Description

Efficace et précis grâce à sa bordure très tranchante en acier inoxydable sans soudure. Le manche cranté assure une bonne préhension de l'instrument. La taille du punch indiquée sur le manche permet une identification aisée.

- Dimensions du manche : L 82 x diamètre 10 mm
- Stérilisation par gamma irradiation supérieure à la norme de 2,5 MEGA-RADS
- Sous emballage individuel stérile pelable recouvert d'une pellicule transparente
- Boîte de 10
- Conforme aux directives européennes 93/42/CE

### Caractéristiques

|                                           |               |                               |            |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|
| Marquage CE                               | CE2460        | Dispositif Médical            | Classe IIa |
| Code barre                                | 3661040186177 | Code douanier                 | 90183290   |
| Garantie (mois)                           | 12            | Stérile                       | Oui        |
| Pays                                      | Inde          |                               |            |
| <b>MESURES</b>                            |               |                               |            |
| Unité emballée / Largeur (cm)             | nc            | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc         |
| Unité emballée / Longueur (cm)            | nc            | Unité nue / Longueur (cm)     | 8.2        |
| Unité emballée / Poids (kg)               | 0.064         |                               |            |
| <b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b> |               |                               |            |
| Température mini                          | 10            | Température maxi              | 40         |
| Humidité mini                             | 35            | Humidité maxi                 | 65         |

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

📅 29/08/2024 20:10:07 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)