

POCHE SPENGLER VAQUEZ ADULTE (12X22)



Ref. 314010



30/08/2024 17:29:55 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

POCHE SPENGLER VAQUEZ ADULTE (12X22)



Ref. 314010

Description

Poche pour brassard adulte (12x22cm) de tensiometre SPENGLER manobrassard VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC de SPENGLER.

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446000226	Code douanier	90262040
Garantie (mois)	60	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.08
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 17:29:55 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.