

PLATEFORME DE PESÉE XXL POUR CHARIOT BRANCARD KERN MWS-L (300 KGS)

KERN®

Ref. EKMWS07



CE
0297

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
Im
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3
3 YEARS
GUARANTEE



 29/08/2024 17:16:42 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

PLATEFORME DE PESÉE XXL POUR CHARIOT BRANCARD KERN MWS-L (300 KGS)

KERN[®]

Ref. **EKMWS07**

Balance extra-longue et surbaissée pour un accès aisé des brancards

Description

Grâce à ses grandes dimensions et à sa large plage de pesée, convient particulièrement pour peser les patients en chaise roulante ou sur brancard, ainsi que les patients obèses

- Grand plateau en acier à surface antidérapante et résistante à l'usure
- Plateforme surbaissée et rampes d'accès intégrées des deux côtés pour un accès aisé
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- Fonction Dynamic Weighing pour une valeur de pesée stable, idéale pour les patients agités

- Fonction Hold : en cas d'arrêt de service l'affichage du poids "se fige" automatiquement jusqu'à ce que la touche HOLD soit activée
- Fonction IMC pour le calcul du poids normal/surpoids
- 2 roulettes et 2 poignées permettent de transporter facilement la balance et de la ranger pour un encombrement réduit
- Appareil d'analyse avec 2 aimants à l'arrière, idéal pour le transport ou la fixation sur des surfaces métalliques
- Le grand écran LCD peut être fixé au mur grâce au support livré de base, ou en option, posé sur la Colonne EKMWS02 (H. +/- 95 cm)

- Portée : 300 kg

- Lecture : 0.100 kg

- Alimentation : bloc secteur fourni ou piles (6 x 1.5 V AA) non fournies, autonomie d'environ 50 h

- Dimensions : 1500 x ,860 x 68 mm (L x P x H)

- Poids : 40 kg

- Homologable en classe III ; Homologation médicale selon la directive 93/42/EEC

NB : Pour une version de ce produit homologué classe III médicale : référence EKMWS07_CIII

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

 29/08/2024 17:16:42 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

PLATEFORME DE PESÉE XXL POUR CHARIOT BRANCARD KERN MWS-L (300 KGS)



Ref. **EKMWS07**

Caractéristiques

Marquage CE	CE0297	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3661040173733	Code douanier	84231090
Garantie (mois)	36	Pays	Allemagne
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	86
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	6.8
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	150
Unité emballée / Poids (kg)	55	Unité nue / Poids (kg)	42
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

 29/08/2024 17:16:42 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr