

EMBOUTS AURICULAIRES SPENGLER SOUPLES A VIS NOIR (LA PAIRE)



Ref. 506920



30/08/2024 18:15:05 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

EMBOUTS AURICULAIRES SPENGLER SOUPLES A VIS NOIR (LA PAIRE)



Ref. 506920

Description

Embouts auriculaires pour stethoscopes Cardio Prestige® Cardio Sonic® Pediasonic® Magister® Laubry® Pulse® et Dual Pulse® de SPENGLER

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446009410	Code douanier	90330000
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.005
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 18:15:05 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.